

编号：YNH/AJ-15-02-2012

## 血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求

检验日期：2023.02.09

试剂批号：22302081

配套稀释液批号：22301032

试剂规格：5L、10L、15L、20L

设备信息：

仪器名称	血小板分析仪	PH 计
仪器型号	PL-12	PHS-3C
仪器编号	P2HH001C	600408N0016120545

检验项目	要求	检验结果				结果判定 合格(√); 不合格(×)
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√
净含量	不低于标识值 5L	5.05L	5.06L	5.05L	5.05L	√
pH 值	25±1℃时，7.00±0.50。	7.34	7.34	7.35	7.34	√
空白值	RBC≤0.03×10 <sup>12</sup> /L	0.00	0.00	0.00	0.00	√
	PLT≤10×10 <sup>9</sup> /L	0	0	0	0	√
清洗率	清洗率大于 90%。	98.9%				√
结论	检验是否合格	合格				



检验人：[Signature]

复核人：[Signature]

批准人：[Signature]