

编号: YNH/AJ-15-02-2012

## 血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求

检验日期: 2023.03.08

试剂批号: 22302271

配套稀释液批号: 22301032

试剂规格: 5L、10L、15L、20L

设备信息:

|      |          |                   |
|------|----------|-------------------|
| 仪器名称 | 血小板分析仪   | PH 计              |
| 仪器型号 | PL-12    | PHS-3C            |
| 仪器编号 | P2HH001C | 600408N0016120545 |

| 检验项目 | 要求                           | 检验结果  |       |       |       | 结果判定<br>合格(√);<br>不合格(×) |
|------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
|      |                              | 检测 1  | 检测 2  | 检测 3  | 均值    |                          |
| 外观   | 无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。        | 符合要求  |       |       |       | √                        |
| 净含量  | 不低于标识值   5L                  | 5.05L | 5.06L | 5.05L | 5.05L | √                        |
| pH 值 | 25±1℃时, 7.00±0.50。           | 7.24  | 7.22  | 7.24  | 7.23  | √                        |
| 空白值  | RBC≤0.03×10 <sup>12</sup> /L | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | √                        |
|      | PLT≤10×10 <sup>9</sup> /L    | 0     | 0     | 0     | 0     | √                        |
| 清洗率  | 清洗率大于 90%。                   | 98.9% |       |       |       | √                        |
| 结论   | 检验是否合格                       | 合格    |       |       |       |                          |



检验人: 张峰

复核人: 王婷

批准人: 蒋加和