

编号：YNH/AJ-15-111-2011

## 血小板诱聚剂（胶原）出厂检验报告

检验依据：血小板诱聚剂（胶原）产品技术要求：苏械注准 20182400893

检验日期：2023.05.27

试剂盒批号：2230526

试剂盒规格：4ml (1ml×4)

检验仪器：PL-12

仪器编号：P2IJ001C

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	无色透明液体。	符合要求	√
净含量	不低于标示量。	1.0ml	√
批内重复性	测定血液标本时，血小板聚集率的变异系数（CV）应不高于 10%。	3.53%	√
批间重复性	三批试剂测定血液标本时，血小板聚集率的变异系数（CV）应不高于 15%。	7.07%	√
血小板聚集率	测定正常血液标本时，血小板聚集率应不低于 30%。	50.17%	√
结论	检验是否合格。	合格	



检验人：[Signature]

复核人：[Signature]

质量管理部负责人/批准人：[Signature]