

体外诊断试剂

【靶值单】

- 1.规格: 1ml×1
2.批号: 2220228N
3.生产日期: 2022-02-28
4.使用期限: 2025-02-27

项目	英文缩写	方法	单位	靶值
钾	K	ISE	mmol/L	3.50
钠	Na	ISE	mmol/L	116
钙	Ca	偶氮肿Ⅲ法	mmol/L	2.35
氯化物	Cl	硫氰酸汞法	mmol/L	104
无机磷	P	直接紫外法	mmol/L	1.29
碱性磷酸酶	AKP/ALP	AMP 法	U/L	98
肌酸激酶	CK	IFCC 推荐方法-酶学速率法	U/L	92
γ-谷氨酰氨基转移酶	γ-GT/GGT	IFCC 推荐方法-酶学速率法	U/L	28
天冬氨酸氨基转移酶	AST/GOT	IFCC 推荐方法-酶学速率法	U/L	58
丙氨酸氨基转移酶	ALT/GPT	IFCC 推荐方法-酶学速率法	U/L	41
α-羟丁酸脱氢酶	α-HBDH	DGKC 推荐方法-酶学速率法	U/L	158
α-淀粉酶	α-AMY	Gal-G2-α-CNP 法	U/L	44
乳酸脱氢酶	LDH	IFCC 推荐方法-酶学速率法	U/L	180
总蛋白	TP	双缩脲法	g/L	51.8
白蛋白	ALB	溴甲酚绿法	g/L	34.5
总胆红素	TBILI	重氮法	μmol/L	32.0
总胆红素	TBILI	钼酸氧化法	μmol/L	26.5
直接胆红素	DBILI	重氮法	μmol/L	12.5
直接胆红素	DBILI	钼酸氧化法	μmol/L	13.8
肌酐	Crea	苦味酸法	μmol/L	104
葡萄糖	GLU	GOD-PAP 法	mmol/L	4.50
尿素	Urea	酶学速率法	mmol/L	5.15
尿酸	UA	Uricase-PAP 法	μmol/L	168
胆固醇	CHO	CHOD-PAP 法	mmol/L	2.65
甘油三酯	TG	GPO-PAP 法	mmol/L	0.78
总胆汁酸	TBA	酶循环法	μmol/L	19.0