

# 临床生化校准血清

体外诊断试剂

**【靶值单】**

- 1.规格: 1ml×1
- 2.批号: 2211019N
- 3.生产日期: 2021-10-19
- 4.使用期限: 2024-10-18

项目	英文缩写	方法	单位	靶值
钾	K	ISE	mmol/L	2.78
钠	Na	ISE	mmol/L	110
钙	Ca	偶氮肿III法	mmol/L	2.10
氯化物	Cl	硫氰酸汞法	mmol/L	95
无机磷	P	直接紫外法	mmol/L	1.00
碱性磷酸酶	AKP/ALP	AMP 法	U/L	71
肌酸激酶	CK	IFCC 推荐方法-酶学速率法	U/L	68
γ-谷氨酰氨基转移酶	γ-GT/GGT	IFCC 推荐方法-酶学速率法	U/L	20
天冬氨酸氨基转移酶	AST/GOT	IFCC 推荐方法-酶学速率法	U/L	50
丙氨酸氨基转移酶	ALT/GPT	IFCC 推荐方法-酶学速率法	U/L	34
α-羟丁酸脱氢酶	α-HBDH	DGKC 推荐方法-酶学速率法	U/L	135
α-淀粉酶	α-AMY	Gal-G2-α-CNP 法	U/L	32
乳酸脱氢酶	LDH	IFCC 推荐方法-酶学速率法	U/L	145
总蛋白	TP	双缩脲法	g/L	45.8
白蛋白	ALB	溴甲酚绿法	g/L	30.5
总胆红素	TBILI	重氮法	μmol/L	26.0
总胆红素	TBILI	钒酸氧化法	μmol/L	28.0
直接胆红素	DBILI	重氮法	μmol/L	9.5
直接胆红素	DBILI	钒酸氧化法	μmol/L	10.5
肌酐	Crea	苦味酸法	μmol/L	82
葡萄糖	GLU	GOD-PAP 法	mmol/L	3.65
尿素	Urea	酶学速率法	mmol/L	4.42
尿酸	UA	Uricase-PAP 法	μmol/L	155
胆固醇	CHO	CHOD-PAP 法	mmol/L	2.35
甘油三酯	TG	GPO-PAP 法	mmol/L	0.75
总胆汁酸	TBA	酶循环法	μmol/L	17.8