

适用机型：英诺华 400 速生化分析仪

【靶值单】

1. 型 号：I 型
2. 规 格：3ml×2
3. 生产日期：2024-05-22
4. 批 号：2240522N
5. 使用期限：2027-05-21

项目	英文缩写	方法	单位	靶值	参考范围
钾	K	ISE	mmol/L	4.00	3.50-4.50
钠	Na	ISE	mmol/L	120	116-124
钙	Ca	偶氮肿III法	mmol/L	1.67	1.42-1.92
氯化物	Cl	硫氰酸汞法	mmol/L	84	80-88
无机磷	P	直接紫外法	mmol/L	2.03	1.81-2.25
碱性磷酸酶	AKP/ALP	AMP 法	U/L	101	81-121
肌酸激酶	CK	IFCC 法	U/L	158	126-190
γ-谷氨酰氨基转移酶	γ-GT/GGT	IFCC 法	U/L	66	53-79
天门冬氨酸氨基转移酶	AST/GOT	IFCC 法	U/L	85	68-102
丙氨酸氨基转移酶	ALT/GPT	IFCC 法	U/L	75	60-90
α-羟丁酸脱氢酶	α-HBDH	DGKC 法	U/L	137	110-164
α-淀粉酶	α-AMY	Gal-G2-α-CNP 法	U/L	195	156-234
乳酸脱氢酶	LDH	IFCC 法	U/L	159	127-191
总蛋白	TP	双缩脲法	g/L	56.7	51.0-62.4
白蛋白	ALB	溴甲酚绿法	g/L	40.3	36.3-44.3
总胆红素	TBILI	重氮法	μmol/L	25.6	20.5-30.7
总胆红素	TBILI	钒酸氧化法	μmol/L	25.7	20.6-30.8
直接胆红素	DBILI	重氮法	μmol/L	14.9	11.9-17.9
直接胆红素	DBILI	钒酸氧化法	μmol/L	16.1	12.9-19.3
肌酐	Crea	肌氨酸氧化酶法	μmol/L	125.4	112.9-137.9
葡萄糖	GLU	GOD-PAP 法	mmol/L	4.48	4.03-4.93
尿素	Urea	酶学速率法	mmol/L	6.38	5.74-7.02
尿酸	UA	Uricase-PAP 法	μmol/L	295	245-345
总胆固醇	CHO	CHOD-PAP 法	mmol/L	2.95	2.66-3.25
甘油三酯	TG	GPO-PAP 法	mmol/L	1.11	0.89-1.33
总胆汁酸	TBA	酶循环法	μmol/L	31.3	24.0-37.6